



DISTEL

— c —

DOSING SYSTEM

cache™

TRISTEL'S CLEANING AND DISINFECTION
BRAND FOR HOSPITAL SURFACES

The DISTEL DOSING SYSTEM is intended for the disinfection of hard, non-porous medical surfaces within the hospital environment.

The DISTEL DOSING SYSTEM is effective against bacteria, yeast and viruses.

INSTRUCTIONS FOR USE

- For professional use only.
- Wear appropriate Personal Protective Equipment (PPE).
- Remove any solid waste from the surface prior to use.
- Do not use on electrical components.
- Dispose of in accordance with local policy and national regulations.

CONCENTRATE SOLUTION

Warning

Causes serious eye irritation.

Precautionary Statements

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.



Manufactured by: Tristel Solutions Ltd
For Tristel patent information please visit www.our-patents.info/tristel

Contact Tristel, your local distributor or visit www.tristel.com for supporting documents such as safety data sheets, microbiological test data and reports.

1 LITRE DISTEL DOSING SYSTEM



Fill with 100ml of concentrate solution up to the first volume marker on the dosing bottle.



Fill with 900ml of ambient tap water until solution reaches the top volume marker on the dosing bottle.

500ml DISTEL DOSING SYSTEM



Fill with 50ml of concentrate solution up to the first volume marker on the dosing bottle label.



Fill with 450ml of ambient tap water until solution reaches the top volume marker on the dosing bottle.

500ml & 1 LITRE DISTEL DOSING SYSTEM



Affix the dosing cap to the dosing bottle.



Invert the bottle to fill the dosing cap.



Pour solution directly onto a surface, or onto a wipe of your choice, enough to fully saturate.



Wipe the surface. Observe a 3-minute contact time as a minimum.

DISTEL DOSING SYSTEM est destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces médicales dures et non poreuses dans l'environnement hospitalier.

DISTEL DOSING SYSTEM est efficace contre les bactéries, les champignons et les virus.

MODE D'EMPLOI

- Pour usage professionnel seulement.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.
- Retirez tout déchet solide de la surface avant utilisation.
- Ne pas utiliser sur des composants électriques.
- Éliminer conformément à la politique locale et aux réglementations nationales.

SOLUTION CONCENTRÉE

Attention

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



Fabriqué par: Tristel Solutions Ltd

Belgique et Grand-Duché Luxembourg: Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers, Belgique T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com

France: Tristel SaS, 130, Blvd de la Liberté, 59000 Lille, France T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com

Suisse: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com

Pour informations relatives aux brevets de Tristel visiter

www.our-patents.info/tristel

Contacter Tristel, votre distributeur local ou rendez-vous sur

www.tristel.com, où vous trouverez des documents justificatifs tels que fiches de données de sécurité, données de tests microbiologiques et rapports.

1 LITRE DISTEL DOSING SYSTEM



Remplissez avec 100ml de solution concentrée jusqu'au premier marqueur de volume sur le flacon doseur.



Remplissez avec 900ml d'eau du robinet jusqu'à ce que la solution atteigne le marqueur de volume supérieur sur le flacon doseur.

500ml DISTEL DOSING SYSTEM



Remplissez avec 50ml de solution concentrée jusqu'au premier marqueur de volume sur le flacon doseur.



Remplissez avec 450ml d'eau du robinet jusqu'à ce que la solution atteigne le marqueur de volume supérieur sur le flacon doseur.

500ml & 1 LITRE DISTEL DOSING SYSTEM



Fixez le bouchon doseur sur le flacon doseur.



Retournez le flacon pour remplir le bouchon doseur.



Versez la solution directement sur une surface ou sur une lingette de votre choix, suffisamment pour la saturer complètement.



Essayez la surface. Respectez un temps de contact de 3 minutes.

Het DISTEL DOSEERSYSTEEM werd ontwikkeld voor de reiniging en desinfectie van harde, niet-poreuze medische oppervlakken binnen het ziekenhuis.

Het DISTEL DOSEERSYSTEEM is werkzaam tegen bacteriën, schimmels en virussen.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Uitsluitend voor professioneel gebruik.
- Draag geschikte beschermingskledij.
- Verwijder afval van het oppervlak voor gebruik.
- Niet gebruiken op elektrische componenten.
- Verwijder lege verpakkingen in overeenstemming met lokaal beleid en nationale regelgeving.

CONCENTRAAT OPLOSSING

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.



Veiligheidsaanbevelingen

Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/oogbescherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Concentraat geproduceerd door: Tristel Solutions Ltd

België: Tristel NV, Antwerpen, België
T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com

Nederland: Tristel B.V., Amstelveen, Nederland
T 020 808 51 34 - E nederland@tristel.com

Voor Tristel octrooi-informatie kunt u terecht op www.our-patents.info/tristel

Neem contact op met Tristel, uw plaatselijke distributeur of bezoek www.tristel.com voor ondersteunende documenten zoals veiligheidsinformatiebladen, microbiologische testgegevens en rapporten.

1 LITER DISTEL DOSEERSYSTEEM



Vul met 100ml concentraat-oplossing. Tot aan de eerste markering op de doseerfles.



Vul met 900ml kraanwater totdat de oplossing de tweede markering op de doseerfles bereikt.

500ml DISTEL DOSEERSYSTEEM



Vul met 50ml concentraat-oplossing. Tot aan de eerste markering op de doseerfles.



Vul met 450ml kraanwater totdat de oplossing de tweede markering op de doseerfles bereikt.

500ml & 1 LITER DISTEL DOSEERSYSTEEM



Plaats de doseerdop op de doseerfles.



Keer de fles om om de doseerdop te vullen.



Giet de oplossing rechtstreeks op een oppervlak, of op een doekje naar keuze. Giet genoeg om volledig te verzadigen.



Veeg over het oppervlak. Respecteer een contacttijd van 3 minuten.

cache™



Tristel Solutions Ltd, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, CB8 7NY, UK
T +44 (0)1638 721500
E mail@tristel.com - W www.tristel.com



Tristel NV, Smallandlaan 14 B,
2660 Antwerp, Belgium

Brought to you by Tristel.



CE
2797

