

# DISTEL

— c' —

## DOSING SYSTEM



Un flacon de 1 litre de solution concentrée DISTEL génère 2000 doses pour la désinfection des surfaces par essuyage. Avec le DISTEL DOSING SYSTEM, chaque dose a le même volume que la précédente.

DISTEL DOSING SYSTEM est destiné au nettoyage et à la désinfection des dispositifs médicaux non invasifs et surfaces dures dans l'environnement hospitalier.

DISTEL DOSING SYSTEM est efficace contre les bactéries, les champignons et virus, y compris le **coronavirus à partir de 3 minutes**. Il détruit aussi ADN et ARN.



**DOSER**

**ESSUYER**

**RECOMMENCER\***

DISTEL DOSING SYSTEM est un désinfectant marqué CE comme dispositif médical de classe IIa.

\*Doser sur une nouvelle lingette. Pour des instructions complètes, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur DISTEL DOSING SYSTEM.

Conçu pour être réutilisés, les flacons doseurs prennent en compte l'environnement.

Un flacon de 1 litre de solution concentrée génère 10 flacons de 1 litre de solution de travail, ce qui équivaut à 200 doses de 5 ml par flacon.

DISTEL DOSING SYSTEM peut être utilisé avec n'importe quelle lingette pour générer des solutions instantanément quand vous en avez besoin. Choisissez un support d'origine durable pour réduire les déchets plastiques à usage unique.

## METTEZ FIN AUX LINGETTES EN PLASTIQUE

1 LITRE FLACON DE SOLUTION CONCENTRÉE

1




FLACONS DE SOLUTION DE TRAVAIL

10



DOSES DE DÉSINFECTANT DE SURFACE

2000



**UTILISEZ LA LINGETTE DE VOTRE CHOIX**



**FLACONS RÉUTILISABLES**



**DÉTRUIT LE CORONAVIRUS EN 3 MINUTES**

# DISTEL DOSING SYSTEM EST DESTINÉ AU NETTOYAGE ET À LA DÉSINFECTION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX NON INVASIFS ET DES SURFACES DURES DANS L'ENVIRONNEMENT HOSPITALIER COMME:




**POSTE DE TRAVAIL  
(MONITEUR  
& CLAVIER)**



**CHARIOT**



**POTENCE**



**RIDELLES**



## UNE DOSE PRÉCISE DE 5ML À CHAQUE FOIS

Les têtes de dosage assurent la délivrance d'un volume identique de désinfectant de surface pour chaque dose. Renversez simplement le flacon doseur une fois pour amorcer et une seconde fois afin de pouvoir appliquer 5ml de désinfectant de surface.

Chaque dose est identique et permet donc une désinfection uniforme pour une conformité accrue.



**1 LITRE DISTEL DS KIT DE DÉMARRAGE  
CH050101**

1 Flacon de Concentré de 1 litre - 5 Flacons de doseurs de 1 litre - 6 têtes de dosage de 5ml - 1 Étiquette pour flacon de solution de travail



**1 LITRE DISTEL DS  
CCH050201**

1 Flacon de Concentré de 1 litre - 1 tête de dosage de 5ml - 1 Étiquette pour flacon de solution de travail



**1 LITRE DISTEL DS KIT DE DOSAGE  
CCH050301**

6 Flacons doseurs de 1 litre - 6 têtes de dosage de 5ml

**1 LITRE DISTEL  
DOSING SYSTEM**

**2000 DOSES PAR FLACON  
DE 1 LITRE DE SOLUTION  
CONCENTRÉE**



**500ml DISTEL DS KIT DE DÉMARRAGE  
CCH050401**

1 Flacon de Concentré de 500ml - 5 Flacons de doseurs de 500ml - 6 têtes de dosage de 5ml - 1 Étiquette pour flacon de solution de travail



**500ml DISTEL DS  
CCH050501**

1 Flacon de Concentré de 500ml - 1 tête de dosage de 5ml - 1 Étiquette pour flacon de solution de travail



**500ml DISTEL DS KIT DE DOSAGE  
CCH050601**

6 Flacons doseurs de 500ml - 6 têtes de dosage de 5ml

**BIENTÔT DISPONIBLE:  
500ml DISTEL  
DOSING SYSTEM**

**1000 DOSES PAR FLACON  
DE 500ml DE SOLUTION  
CONCENTRÉE**